培養室へ突撃取材!

医療法人社団 隆聖会 Noah ART Clinic 武蔵小杉の川島 健一先生に「裸化処理に用いるデバイスが培養成績へ与える影響」についてお聞きしました。



医療法人社団 隆聖会 Noah ART Clinic 武蔵小杉

川島 健一 先生

2015 年 東洋大学大学院 生命科学研究科修了

2015 年 新橋夢クリニック 勤務

2016年 医療法人社団 オリープ会 オリーブレディースクリニック

麻布十番 勤務

2018 年 医療法人社団 隆聖会 Noah ART Clinic 武蔵小杉 培養室主任

現在に至る。

手のブレを極力減らすためにストリッパーを持つ手を逆の手でしっかりと保持することが習得の コッ

2020年にCOVID-19 (新型コロナウイルス感染症)が世界的に大流行したことにより、経済面および医療面での深刻な危機が全世界を襲いました。日本では緊急事態宣言が発令され、感染予防の観点から一時的に患者さんの治療を休止する医療機関も見られました。

培養室においては、患者さんとの接触を極力 避ける、消毒の徹底を図るなど、感染対策を講 じながら、可能な限り通常通りの診療を継続す る努力がなされていたことと思います。なかには、 スタッフの感染予防の一環として、検卵時の裸 化手法を変更した施設もあるようです。

そこで今回の「培養室へ突撃取材」」では「裸 化処理に用いるデバイスが培養成績に与える影響」について、Noah ART Clinic 武蔵小杉の 川島健一先生にお話を伺いました。

裸化処理デバイスを変更した理由

● 現在使用されている裸化処理デバイスと導入にいたった背景を教えてください。

川島先生:当院では、裸化処理デバイスにストリッパーを利用しています。

日本では呼気を利用し胚操作を行うマウスピースが一般的で、コロナ渦以前までは当院でも利用していました。

しかし、卵胞液にはウイルスなどが混入している危険性があります。検卵をする際はパスツールピペットを用いて卵子卵丘細胞複合体を取り出し、培養液内で洗浄した後に裸化処理などを行いますが、培養液で洗浄をしたとしても、ウイルスの完全な除去は難しいでしょう。

つまり、マウスピースを用いて裸化処理を行うと、フィルターを介していてもウイルスが胚培養士の体内に入るリスクがあるのです。その点、手技によって操作が可能なストリッパーを使用することで、こうした感染リスクを低減できると考えています。また、ESHREのガイドライン(2015年)「Protective measures」において「Use of mechanical pipetting devices」と提言されていること、さらに、患者さんの安全だけでなく、日々操作を行う胚培養士(スタッフ)の安全にも配慮することが重要だと考え、当院ではストリッパーへの変更を行いました。

現在は、裸化処理だけではなく、卵子や胚操作全般でストリッパーを利用しています。

操作デバイス毎のメリットとデメリット

● マウスピースとストリッパー、それぞれのメリット とデメリットを教えてください。

川島先生:マウスピースを利用した場合のメリットは、装着するキャピラリーが安価であることと、呼気を利用するため操作しやすく、習得に時間がかからないことです。しかし、操作時に口が露出することや、唾液などによるコンタミネーションの危険性、マウスピース使用後の保管の難しさが懸念されます。

一方ストリッパーは、装着するチップが高価な 点や手による操作のため習得に時間がかかると いうデメリットはあるものの、ウイルスの混入やコン タミネーションなどのリスクが少ないため卵子や胚 の生育環境を守ることに繋がります。また、装着 するチップが樹脂製であり卵子や胚へのダメー ジ軽減が期待されます。樹脂製製品はガラス製 に比べ非常に柔らかいため、吸引時にチップに 卵子があたってもダメージが少なくなる (*1) と考 えられますし、仮に dish の底にあたっても底を傷 つけにくく、チップ内への胚の付着も少ないと考 えています。更に吸引圧が一定であることも関係 し、新人研修時のdishの淵にあたってしまうこと で起こる卵子のロストも少なくなります。卵子に影 響するリスクが軽減する点は非常に大きいと思い ます。

具体的な裸化処理と成績の変化

■ 具体的な裸化処理方法と、培養成績の変化について教えてください。

川島先生: 当院の裸化処理は、採卵後の卵子卵丘細胞複合体をヒアルロニターゼ含有培養液に5分インキュベートした後に行われます。使用するヒアルロニターゼ含有培養液は、80IU/mlの市販品を培養液で10倍希釈し、8%濃度にしています。

インキュベート後、温度および CO₂ 濃度を一定に保つことのできるクベース内でヒアルロニターゼの含まれていない培養液内に卵子卵丘細胞複合体を移し、ストリッパーを用いて裸化処理をします。ストリッパーに装着するチップは径が 150 μm のものを利用し、卵丘細胞を剥がしにくい卵子には 135μm のものを使用しています。

操作法を変更した時は、材質やデバイスの違

いてよる処理時間の変化から培養成績の低下を 懸念しましたが、習熟度が上がると培養成績の 差はまとんど無くなりました。(川島健一, 第 42回 日本受精着床学会, 大阪, 2024)。

習得をするために知っておくべきこと

■ ストリッパーによる裸化作業の際に気をつける ことやコッぱありますか?

川島先生: 気をつけて欲しいことは、剥がしにくく ても「急がない」ということです。裸化操作を急 く、あまり、吸引圧を強くしてしまうことがありますが、 これは成績低下につながる懸念があります。

当院スタッフの培養成績を比較したところ、裸化処理時間は短かったものの吸引圧が強かった スタッフの培養成績が他のスタッフに比べて低い結果が出ています。これは裸化処理を急ぐあまり、吸引圧を強くしたため、卵子内部に負の影響を与えたと考えています。

卵丘細胞が剝がしにくい場合は、チップ内の 卵子の移動距離(ストローク)を長くし、チップ先 端だけでなくチップ全体を使うと良いでしょう。 習 得する際には、手のプレを極力減らすためにスト リッパーを持つ手を逆の手でしっかりと保持するこ とを心がけてください。

手の大きさや腕の長さは個人差があるため、 手のブレを最小限にする方法を独自で見つける ことが重要です。また、マウスピース操作時のキャ ピラリー内の卵子の動きをイメージしながらストリッパー操作を心がけてください。手の操作は口の 操作に比べて微細な動きが難しいので、マウス ピース操作時の卵子の動きよりも緩やかに移動させることが成功するコンです。

* 1 M. Malboubi, et, al., Nanoscale Res. Lett., 2011



実際にクペース内でストリッパーでの作業をしている 様子。手ブレのないように保持しながら行っている。

培養室の今更聞けないこんなこと!

培養室の環境編 (6)

今回は「培養室の緊急時対策」について、 医療法人社団隆聖会 Noah ART Clinic 武 蔵小杉の川島 健一先生に、引き続きお話 を伺いました。

培養室における緊急時とは?

緊急時とは、一般的に生命や健康、財産や環境に危険が差し迫っている状況を言い、日本国内では頻発する自然災害を表すことが多いでしょう。特に、地震や台風、それに伴う水害や土砂崩れは、ニュースでもよく取り上げられ、広く意識されている災害と言えます。中でも地震は非常に多く、2024年には日本国周辺でM6.0以上の地震が30回発生したことが気象庁により報告されています。

それらの災害は人的な被害を伴うだけではなく、建物にも大きな被害を与えることがあります。そのため医療機関では、緊急時における患者様の避難誘導の方法や、医療スタッフによる設備の確認方法などをまとめたマニュアルを作成し、非常時に即対応できるよう心がけています。

培養室に目を向けると、患者様からお預かりしたインキュベータ内の卵子や胚、凍結タンク内の凍結胚、凍結精子、凍結卵子、凍結卵巣などがあるため、建物内にまで影響する災害は非常に大きな懸念がありますから、培養室では緊急時にこれらに対する配慮も考える必要があります。

過去の緊急時のケースは?

日本に大規模な被害を与えた東日本大 震災の際は、クリーンベンチが平行移動し 扉が開かなくなるという人的な危機や、胚 を培養しているインキュベータ内の dish が大きく揺れ、培養液のドロップが崩れた ため胚の回収に苦労したことが報告されて います。また、震源地から離れた施設でも、 停電やその後の計画停電によって業務に 支障が出たケースも報告されています。

地震後には患者様から胚の心配をする

お問合せもあるでしょう。

施設によっては、災害後に自院サイトで胚の安全について告知することもあります。胚培養士が対策を講じているという安 心感は、患者様の安心にもつながることを 覚えておきましょう。

事前の対策方法は?

緊急事態を想定したうえで、機器の選 定や配置を検討しましょう。

インキュベータや遠心分離機、冷蔵庫や サーバーなどの大きな機器は壁や床に固定 する、棚の上に物品を置かないように心が けることが胚培養士の身の安全を守ること に繋がります。

凍結タンクの保管についても事前に考えておきましょう。液体窒素が充填されている凍結タンクは非常に重いものですが、患者様から預かった大切な配偶子を保管するものです。当院では、作業台の下に保管し、タンクの両サイドには緩衝材で保護し、動き回らないように鎖で固定する方法をとっています。

それ以外にも、停電時に備えて、胚培 養用のインキュベータを数時間稼働させら れる非常用電源や、作業中に手元を照らす 懐中電灯を準備しています。

また、緊急時には胚や卵子を凍結する 必要がありますが、通常業務で行っている 施設管理者への確認が難しくなる、確認自 体に時間がかかることが懸念されます。

いざという時に動きが鈍くなることはデメリットですから、あらかじめドクターと 相談し「凍結の優先順位」を取り決めて います。

ただし、災害などの緊急時には、通院中の患者様の安全確保やライフラインの確保を優先せざるを得ない場合もあり、配偶子の管理に十分な対応が取れない可能性もあります。

こうした事態に備え、あらかじめそのリスクについて患者様にご説明し、同意書へ記載しておくことが重要です。

緊急時の注意と心がけ

緊急時は、配偶子の処遇を最初に考えがちですが、まずは「身の安全」を考えてください。自身の安全、そして患者様の安全、その後に配偶子を考えてください。そして配偶子を凍結する際は、時間が限られた中で迅速に対応するために凍結の優先順位を決めておきましょう。

例えば、融解後の胚は最優先で凍結し、次に当日凍結する予定のDay6 胚やDay5 胚、その後にそれ以外の配偶子というものです。凍結時には、災害時の液体窒素流通が難しくなることを視野にいれ、凍結タンクの開閉回数を絞ることも重要です。

施設休診日に緊急事態が起こった際は、 情報連絡ツールで安否確認をした後、公 共交通機関を使わないスタッフが凍結をし にいくようにするといった対応を行うと良 いでしょう。緊急事態ではなくとも、機器 に異常があった際に胚培養士に連絡が来 る仕組みを作っておけば、より安心です。

新人胚培養士へのメッセージ

胚を守るという気持ちを持つことは非常に大事なことです。しかし、緊急時には時には自分を守ることも重要ですから、臨機応変に対応できるように常日頃、心がけましょう。

培養室業務は覚えることが多いと思いますし、私も非常に苦労しました。胚培養士は技術者という側面と研究者という側面があり、作業だけではなく知識も常日頃アップデートしていかなくてはなりませんから、苦労する点も多いと思います。

覚える時のコツは、「なぜ?」ということを常に考えることです。そうすることで業務に対する理解や、緊急時だけではないアクシデントが起きた時の対応もできるようになります。その時に起きた現象が理解できれば、対応方法も見えてきます。この点を意識しながら、日々の業務に取り組んでください。







サーバーは頑丈な棚に入れて固定。扉は鍵をかけている。